


Excel Supernova EVO



*“Sportief in karakter. Stijlvol in uitstraling.
Krachtig in prestaties”*


Deze Limited Launch Edition is
gelimiteerd tot **100 exemplaren**



20 km/u
67 km



2342 Wh



288 Wh

Limited Launch Edition

Een speciale uitvoering waarin
innovatie, kracht en
exclusiviteit samenkomen.

De Excel Supernova EVO is ontwikkeld voor wie vrijheid wil combineren met comfort, veiligheid en een uitgesproken design. De sportieve lijnen in Petrol Blue geven deze scootmobiel een krachtige en stijlvolle uitstraling.

Hoogwaardige techniek zorgt voor stabiliteit en controle. In 20 km/u uitvoering en met 16" luchtbanden en royale bodenvrijheid biedt deze Launch Edition vertrouwen op uiteenlopende ondergronden.



LiFePO4-accu met app-monitoring

Uitgerust met een duurzame LiFePO4-accu die inzicht biedt via app-monitoring. Dit zorgt voor betrouwbaarheid, een lange levensduur en controle over de accustatus tijdens dagelijks gebruik.



16" luchtbanden en bocht- snelheidsbegrenzer

De grote 16" luchtbanden bieden uitstekende grip en demping op diverse ondergronden. Ze zorgen voor maximale stabiliteit en een soepele rijervaring, zowel in de stad als op ruwer terrein.



Royale beenruimte voor ontspannen mobiliteit

Het doordachte ontwerp biedt extra beenruimte, waardoor u comfortabel en met een natuurlijke zithouding rijdt. Dit verhoogt het comfort, vooral tijdens langere ritten.



Luxe stoel met volledige verstelmogelijkheden

De luxe stoel is draai-, kantel-, in hoogte verstel- en verschuifbaar naar voren en achteren voor een optimale zithouding. In combinatie met de verstelbare armleuningen en royale beenruimte creëert u altijd een ontspannen en stabiele zithouding.




143 cm



67,5 cm



131 - 147 cm



48 cm



45 cm



42,5 - 48,5 cm



52 cm



180 kg



142 kg



20 km/u