



Excel

avensis

**De lichtste stap naar
vooruitgang**



“De nieuwe generatie rollator:
strak in vorm, sterk in functie”

De Excel Avensis is geen gewone rollator, maar een nieuwe generatie mobiliteitshulpmiddel dat nieuwe maatstaven zet in design, techniek en gebruiksgemak. Het vloeiend gevormde frame is vervaardigd uit een aluminium-magnesiumlegering en blinkt uit in lichtheid en stabiliteit. Met een moderne, technische afwerking en een solide legering die niet kraakt of doorbuigt, biedt de Avensis een combinatie van comfort, stilte en betrouwbaarheid. Elk detail is verfijnd, wat de Avensis tot de absolute top in zijn klasse maakt, een rollator die uitblinkt in gebruik én uitstraling.

Dankzij innovatieve productietechnieken, zoals laserlassen en hyper pressure frameverwerking, oogt het frame naadloos en modern. Dubbele lagers in de voorvorken en een dubbel kruisframe zorgen voor maximale duurzaamheid en stabiliteit. Slimme details zoals de duwhandvatten met het knopverstellingssysteem en extra fixatieclip op een zeshoekige buis, maken het gebruik nog preciezer en comfortabeler.

Met soepel rollende wielen, een comfortabele rugband, en een gesloten boodschappentas met ritssluiting is de Avensis tot in detail afgestemd op uw comfort. Verkrijgbaar in maat S en M, voor een perfecte afstemming op uw lengte en wensen.

Benieuwd waarom dit model de nieuwe benchmark is in zijn categorie? Ontdek de kenmerken die het verschil maken.



Excel a v e n s i s

“Ontworpen om met u mee te bewegen”

Verkrijgbaar in de kleuren

- Thunder Grey
- Sage Green
- Cloud Blue

Afmetingen wanneer opgevouwen:

Lengte:	67 cm (S)	67 cm (M)
Breedte:	20 cm (S)	19 cm (M)
Hoogte:	82 cm (S)	85 cm (M)

Beschikbaar in twee maten



Size S
80-90 cm



Size M
80-95 cm





67 cm



58 cm



45 cm



20 cm (S)
20.5 cm (M)



54 cm (S)
60 cm (M)



136 kg



6 kg (S)
6.1 kg (M)



Hoogwaardig frame met unieke constructie

Wat eruitziet als één vloeiend geheel, is in werkelijkheid een hoogwaardig frame uit een aluminium-magnesiumlegering. Door gebruik te maken van laserlastechniek en extreme drukvorming ontstaat een constructie die licht aanvoelt, maar moeiteloos topprestaties levert. Geen zichtbare naden, geen speling, geen compromis. De technische afwerking straalt klasse uit en tilt het gebruiksgevoel naar een ongekend niveau.

Volledig geïntegreerde remkabels

De geïntegreerde remkabel biedt een strak, opgeruimd ontwerp en voorkomt loshangende kabels. De rembediening is licht en soepel te gebruiken, waardoor remmen weinig kracht vraagt. Daarnaast zijn de remmen eenvoudig en zonder gereedschap zelfstandig na te stellen, zodat de rembalans altijd optimaal blijft. Dit zorgt voor maximale veiligheid en gebruiksgemak, zowel tijdens het lopen als bij het parkeren.



Soepel rijgedrag dankzij slimme constructie en Airglide technology

De zwenkwielen vooraan en de stabiele achterwielen zijn voorzien van banden met Airglide technology: een harde, lekvrije constructie met geoptimaliseerde schokabsorptie, lichte demping en de juiste balans tussen comfort en lage rolweerstand. In combinatie met dubbele lagers in de voorvorken voor extra duurzaamheid en een dubbel kruisframe voor maximale stabiliteit, zorgt dit voor een uitzonderlijk comfortabele rijervaring, zowel binnen als buiten.



Comfortabele premium rug- en zitsteun van hoogwaardige materialen

De hoogwaardige nylon rug- en zitsteun is afgewerkt met zachte, stevige bekleding en een gepolsterde zitting voor extra zitcomfort. Perfect ontworpen voor een ontspannen rustmoment, met de afwerking en kwaliteit die u mag verwachten van een premium rollator. Zo kunt u ontspannen genieten van uw wandeling.

Veilige parkeerfunctie met één beweging

De Avensis blijft stevig op zijn plaats zodra u de parkeerfunctie activeert. Zo kunt u veilig opstaan of gaan zitten, met het vertrouwen dat uw rollator stabiel blijft staan.



Ergonomische duwhandvatten met slimme, spelingvrije verstelling

De ergonomisch gevormde handvatten liggen prettig in de hand en ondersteunen een ontspannen, natuurlijke loophouding. Dankzij het knopverstellingssysteem met klikstanden stelt u de hoogte eenvoudig en nauwkeurig af. In combinatie met de zeshoekige buis zorgt de extra fixatielock ervoor dat het handvat moeiteloos én spelingvrij vastgezet wordt. Zo geniet u van optimale stabiliteit, controle en comfort bij elke stap.



De rugband is eenvoudig in hoogte aan te passen en biedt in de diepte keuze uit twee vaste instelopties. Zo stemt u de ondersteuning precies af op uw lichaam. Dankzij de slimme vierkante vorm loopt de band vlak langs het kruisframe bij het opvouwen. Zo geniet u altijd van een comfortabele zithouding die aansluit op uw lichaam, perfect voor een rustmoment onderweg.



In hoogte en diepte verstelbare rugband

Afneembare boodschappentas

Altijd alles bij de hand, veilig opgeborgen
De tas is ruim, robuust en afsluitbaar met een rits, zodat u uw spullen met een gerust hart meeneemt. Afneembaar, overzichtelijk en ontworpen voor comfort tijdens elke tocht.



Compact en eenvoudig opvouwbaar

U klapt de Avensis in één vloeiende beweging in tot een compact geheel. Dankzij het stabiele dubbel kruisframe en de slimme transportvergrendeling blijft de rollator veilig vastgeklipd tijdens vervoer. De hoogte-instelling van de duwhandvatten is eenvoudig terug te vinden dankzij permanent gemarkeerde maataanduidingen. Zo stelt u de Avensis altijd snel en nauwkeurig weer op de juiste hoogte in, perfect om mee te nemen en op te bergen: thuis, onderweg of in de auto.





Van Os Medical B.V.
Koperslagerij 3
4651 SK Steenberg (NB)
Nederland

© 2025 Excel Mobility / Van Os Medical B.V.

Let op: De informatie in deze brochure is uitsluitend bedoeld als algemene richtlijn
en kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

+31 (0) 167 57 30 20
www.vanosmedical.nl